

オルカ-フラッシュ

# ORCA<sup>®</sup>-Flash4.0 V3

デジタルCMOSカメラ C13440-20CU

進化するイメージングカ。  
より高速に、  
より高画質に。

ORCA-Flash4.0シリーズは、科学計測用CMOSイメージセンサを搭載し、低ノイズ・高解像度・高速読み出しを同時に実現した冷却デジタルカメラです。新機能開発などを通し、様々な進化を遂げてまいりました。


この度、弊社の回路技術を結集し、新たなグレードへの一歩を踏み出すORCA-Flash4.0 V3を開発しました。

ORCA-Flash4.0 V3は、ハイコントラストモードの追加により表示画質の向上を実現するとともに、マスターパルス機能の追加などにより使い勝手が大幅に向上しています。さらに、USB 3.0使用時のフレームレートが向上しています。



## 主な特長

- 高量子効率  
82 % (Peak QE)
- 低ノイズ  
0.8 electrons  
(スローキャンモード)  
(30 フレーム/秒)  
1.0 electrons  
(スタンダードキャンモード)  
(100 フレーム/秒)
- 高速読み出し  
100 フレーム/秒  
(Camera Link)  
80 フレーム/秒  
(USB 3.0 / 8 bit)  
53 フレーム/秒  
(USB 3.0 / 12 bit)
- 高解像度  
400 万画素




# ORCA-Flash4.0 V3 新機能

## ハイコントラストモード

微弱光領域における科学計測用CMOSカメラの画像は、EM-CCDカメラに匹敵するものになっていましたが、サンプルによりコントラストの不足や背景の抜けなど十分な視認性が得られない場合があります。ORCA-Flash4.0 V3は、新たにハイコントラストモードを搭載し、コントラストを改善した綺麗な画像表示を可能にしました。


● ハイコントラストモードの効果 (画像はAUTO LUTを使用)



## マスターパルス機能

従来の弊社カメラでは、複数のカメラや周辺機器と同期させる場合には、パルスジェネレータなどを別途追加で準備する必要があります。ORCA-Flash4.0 V3は、タイミングジェネレータを内蔵しているため、カメラ自身がタイミング制御を行うことが可能です。

● 露光タイミング例



※ 2台のカメラを同期させて使用する場合、マスターカメラとスレーブカメラの露光タイミングを容易に合わせることができます。

## V2 コンパチブルモード

V2 コンパチブルモードを選択することで、従来のORCA-Flash4.0 V2でご使用いただいたソフトウェア環境をそのままご使用いただけます。

## 8 bit / 12 bit出力 (USB 3.0使用時)

カメラが取得した16 bitのデータの内、必要なレンジのデータのみをLUT (Look Up Table) を使って8 bitや12 bitのデータとして出力することができます。この機能により、不要部分の画像データを出力することなく、結果としてデータの容量を削減できるだけでなく、USB 3.0を使用した際、従来品に比べて読み出し速度を向上させることが可能となりました。

● USB 3.0使用時の読み出し速度比較

有効画素数	ORCA-Flash4.0 V2		ORCA-Flash4.0 V3	
	デジタル出力	読み出し速度	デジタル出力	読み出し速度
2048 × 2048	16 bit	30 フレーム/秒	16 bit	40 フレーム/秒
			12 bit	53 フレーム/秒
			8 bit	80 フレーム/秒
1920 × 1080	16 bit	60 フレーム/秒	16 bit	75 フレーム/秒
			12 bit	100 フレーム/秒
			8 bit	151 フレーム/秒

特許取得済

## ライトシート読み出しモード

ライトシート読み出しモードは、ライトシート顕微鏡画像のS/Nを改善するsCMOSカメラの読み出し方法です。

ライトシート読み出しモードでは、カメラの読み出しタイミングを励起光の動きに同期して調整できるため、散乱の影響を受けないS/Nの高い画像取得が可能です。




## 用途

- X線II・X線シンチレータ読み出し
- 太陽電池のEL発光観察
- 半導体内部観察  
(Si貫通ビア [TSV] 検出、フリップチップ実装位置決め、MEMS観察等)
- Si/GaAs貼り合わせウェーハ観察
- TEM像読み出し
- 半導体ウェーハ外観、傷、特性検査
- 文化財観察

## ギャラリー


ORCA-Flash4.0を使って撮影した画像をご紹介します。



### 太陽電池

#### 太陽電池セルのEL画像観察


太陽電池に電圧を加えた時の発光（近赤外光）を高感度、高解像度で撮影可能です。



### 半導体デバイス

#### IC内部観察


IR顕微鏡下 対物20倍  
近赤外光使用により、ICの内部観察が可能です。



### 半導体ウェーハ

#### 貼り合わせウェーハボイド観察

貼り合わせウェーハ内部の微細なボイドの観察が可能です。



複合電極の厚さ=約90 μm

### X線イメージング

#### リチウム電池内部観察

弊社高解像度X線イメージングシステムとの組み合わせによりマイクロオーダーの電極断面における反応進行状況を解析できます。

提供 京都大学 内本研究室

# 仕様・オプション

## 仕様

型名	C13440-20CU	
撮像素子	科学計測用CMOSイメージセンサ	
有効画素数	2048(H) × 2048(V)	
画素サイズ	6.5 μm(H) × 6.5 μm(V)	
有効画素子サイズ	13.312 mm(H) × 13.312 mm(V)	
飽和電荷量 (Typ.)	30 000 electrons	
ダイナミックレンジ (Typ.) ①	37 000 : 1	
冷却方式	強制空冷 水冷 ベルチエ冷却	
冷却温度 (Typ.)	強制空冷 (周囲温度 +20 °C)	-10 °C
	水冷 (水温+20 °C)	-10 °C
	最大冷却 (水温+15 °C、周囲環境温度+20 °C)	-30 °C
読み出し時間 (全画素読み出し時)	スタンダードスキャンモード	10 ms
	スロースキャンモード	33 ms
読み出しノイズ (Typ.)	スタンダードスキャンモード	1.0 electrons (median) 1.6 electrons (rms)
	スロースキャンモード	0.8 electrons (median) 1.4 electrons (rms)
暗電流 (Typ.)	空冷 (冷却温度: -10 °C)	0.06 electrons/pixel/s
	水冷 (冷却温度: -30 °C)	0.006 electrons/pixel/s
暗出力不均一性 (DSNU) (Typ.)	0.3 electrons rms	
感度不均一性 (PRNU) (Typ.)	15 000 electrons時	0.06 % rms
	700 electrons時	0.3 % rms
リニアリティエラー (Typ.)	EMVA 1288 standard	0.5 %
デジタル出力	500 electrons以下時	0.2 % / 絶対誤差換算時 1electron以下
露光時間	スタンダードスキャン内部同期 (全画素読み出し時)	1 ms ~ 10 s
	スタンダードスキャン内部同期 (サブアレイ時)	38.96 μs ~ 10 s
	スタンダードスキャン外部トリガ (サブアレイ時)	1 ms ~ 10 s
	外部トリガ入力モード	エッジトリガ、レベルトリガ、読み出し同期トリガ、スタートトリガ
トリガ遅延機能	0 s ~ 10 s (10 μs ステップ)	
トリガ入力コネクタ	SMA / Camera Link I/F	
トリガ出力	プログラミングタイミング出力×3系統 グローバル露光タイミング出力 トリガレディ出力	
トリガ出力コネクタ	SMA	
ピンニング読み出し ②	2×2、4×4	
サブアレイ読み出し	可能	
インターフェース	Camera Link full configuration Deca mode ③ / USB 3.0	
レンズマウント	Cマウント ④	
電源	AC100 V/AC117 V/AC220 V/AC240 V、50 Hz/60 Hz	
消費電力	約70 VA	
動作周囲温度	0 °C ~ +40 °C	
動作周囲湿度	+30 % ~ +80 % (結露しないこと)	
保存周囲温度	-10 °C ~ +50 °C	
保存周囲湿度	90 %以下 (結露しないこと)	

- ① 飽和電荷量/読み出しノイズ (スロースキャンモード、median時) の計算結果です。  
 ② カメラ内でデジタル処理 (デジタルピンニング) しています。  
 ③ Camera Link full configuration Deca modeをベースにしたオリジナルモードです。  
 ④ Fマウント対応の製品は、C13440-20CU01です。

## ●読み出し速度 (単位: フレーム/秒)

画素読み出し	スキャンモード	読み出し速度	
		Camera Link動作	USB 3.0動作
全画素読み出し時	スタンダード	100	40
	スロー	30	30
垂直中心対称 1024ライン部分読み出し時	スタンダード	200	80
	スロー	60	60
垂直中心対称 8ライン部分読み出し時	スタンダード	25 655	9329
	スロー	7696	7696
水平512画素・垂直中心対称 8ライン部分読み出し時	スタンダード	—	25 655
	スロー	—	7696

- ★ORCAは、浜松ホトニクス (株) の登録商標です。  
 ※カタログに記載の分光感度特性グラフは代表例を示すもので、保証するものではありません。  
 ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。  
 その他の記載商品名、ソフト名等は該当商品製造会社の商標または登録商標です。  
 ※本カタログの記載内容は2019年1月現在のものです。本内容は改良のため予告なく変更する場合があります。


## 浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

- 仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)  
 □ 筑波営業所 〒305-0817 つくば市研究学園5-12-10 (研究学園スクウェアビル7階)  
 □ 東京営業所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 (虎ノ門33森ビル5階)  
 □ 中部営業所 〒430-8587 浜松市中区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)  
 □ 大阪営業所 〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)  
 □ 西日本営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6 (竹山博多ビル5階)

□ システム営業推進部 〒431-3196 浜松市東区常光町812 TEL (053)431-0150 FAX (053)433-8031

## システム構成例



※HSR (High Speed Recording) は、カメラに標準で付属する画像取得ソフトウェアです。

## オプション

型名	品名
C3142-11	循環水冷却器
A10788-04	ホースセット ジョイント無し
A12106-05	外部トリガケーブル SMA-BNC 5 m
A12107-05	外部トリガケーブル SMA-SMA 5 m
A11185-01	アジャスタポール C11440-22CU用
A13261-02	固定金具 C11440-22CU ケーブル用
M9982-29	画像取り込みボード カメラリンク ORCA-Flash4.0 V3用
M9982-25	画像取り込みボード USB 3.0 A-B 3 mケーブル付
A14038-04	カメラリンクケーブル SDR-SDR 4 m
M6958-06	データ解析装置 デジタルカメラ対応

## 外形寸法図

